



Statywy na probówki, wykonane ze stali powlekanej poliamidem

Wykonane ze stali powlekanej poliamidem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba otworów	Śr. otworów	Dł. x szer.
	B-1070	Statyw na probówki, wykonany ze stali powlekanej poliamidem	2 x 6	18 mm	130 x 50 mm
	B-1071	Statyw na probówki, wykonany ze stali powlekanej poliamidem	2 x 10	18 mm	210 x 50 mm

Opis

Wykonane ze stali powlekanej poliamidem.