

Statywy do probówek - ze stali nierdzewnej

Statywy do probówek, wykonane ze stali nierdzewnej.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Śr. otworów	Liczba otworów	Wysokość
	B-7314	Statyw do probówek	stal nierdzewna	12 mm	2 x 10	60 mm
	B-7315	Statyw do probówek	stal nierdzewna	19 mm	2 x 10	70 mm
	B-7316	Statyw do probówek	stal nierdzewna	22 mm	2 x 10	75 mm

Opis

Statywy do probówek, wykonane ze stali nierdzewnej.