



Stojak na kuwety

Kartell

Stojak przeznaczony jest do przechowywania dwunastu kuwet. Został wykonany z trwałego polietylenu (PE). Otwory na kuwety są rozmieszczone naprzemiennie i wyposażone w niewielkie wgłębienia, co ułatwia wygodne obserwowanie ich zawartości.

Miniatura



Nr-art.

B-1140

Nazwa

Stojak na kuwety

Liczba miejsc

12

Opis

Statyw na kuwety **przeznaczony jest na dwanaście kuwet**. Wykonany został z polietylenu (PE). Otwory na kuwety są ułożone przemiennie i posiadają niewielkie wgłębienie, co umożliwia lepszą obserwację ich zawartości. Wymiary statywu wynoszą 170 mm (dł.) × 50 mm (szer.) × 15 mm (wys.). Wymiary pojedynczego otworu to 12 mm × 12 mm.