



Statyw do kuwet



Statyw na kuwety spektrofotometryczne. Wykonany z PP. Odporny na temperaturę 121°C do 20 min. Przeznaczony na 16 kuwet.

Wymiary (dł. x szer.x wys.): 210 x 68 x 35 mm.

Miniatura



Nr-art.

B-0107

Nazwa

Statyw do kuwet firmy BRAND

Opis

Statyw na kuwety spektrofotometryczne. Wykonany z PP. Odporny na temperaturę 121°C do 20 min. Przeznaczony na 16 kuwet.