



Statywy na próbówki ze stali szlachetnej

Wykonane ze stali szlachetnej 18/8, polerowane. Przeznaczone na standardowe próbówki lub próbówki wirówkowe o Ø do 12 lub do 17 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wysokość	Dł. x szer.	Liczba miejsc
	1-3130	Statyw na próbówki ze stali szlachetnej	Wys.: 100 mm, stanowisko: 17 x 17 mm	250 x 70 mm	3 x 12
	1-3131	Statyw na próbówki ze stali szlachetnej	Wys.: 100 mm, stanowisko: 17 x 17 mm	250 x 90 mm	4 x 12
	1-3132	Statyw na próbówki ze stali szlachetnej	Wys.: 70 mm, stanowisko : 14 x 14 mm	200 x 60 mm	3 x 12
	1-3133	Statyw na próbówki ze stali szlachetnej	Wys.: 70 mm, stanowisko : 14 x 14 mm	200 x 80 mm	4 x 12

Opis

Wykonane ze stali szlachetnej 18/8, polerowane. Przeznaczone na standardowe próbówki lub próbówki wirówkowe o Ø do 12 lub do 17 mm.