



Statyw na 50 fiolek

WHEATON[®]

Idealny do przechowywania i transportu fiolek Wheaton o poj. 1-2 ml oraz probówek o śr. 12 mm. Wykonany z trwałego polipropylenu. Autoklawowalny w temp. do 121°C. Specjalne bolce znajdujące się na obrzeżach umożliwiają stabilne ustawianie w stosy.

Miniatura



Nr-art.

9-0455

Nazwa

Statyw na 50 fiolek o śr. 12 mm

Szt./Op.

5 szt.

Opis

Idealny do przechowywania i transportu fiolek Wheaton o poj. 1-2 ml oraz probówek o śr. 12 mm. Wykonany z trwałego polipropylenu. Autoklawowalny w temp. do 121°C. Specjalne bolce znajdujące się na obrzeżach umożliwiają stabilne ustawianie w stosy.

Wymiary: 19 x 10 x 2 cm.

Ciężar: ok. 900 g.