



Statyw metalowy do probówek - okrągły



Statyw metalowy do probówek – okrągły.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szer. x wys.	Średnica	Liczba miejsc	Materiał
	D-1013	Statyw metalowy do probówek - okrągły	98 x 165 mm	20 mm	9 miejsc	19/8-STAL
	D-1014	Statyw metalowy do probówek - okrągły	116 x 165 mm	20 mm	12 miejsc	19/8-STAL
	D-1015	Statyw metalowy do probówek - okrągły	194 x 165 mm	20 mm	45 miejsc	19/8-STAL

Opis

Statyw metalowy do probówek – okrągły.