

Statywy na fiołki do autosamplera



Praktyczne statywy na fiołki. Wykonane z przezroczystego akrylu. Ułatwiają transport i użytkowanie fiołek. Stabilne. Silikonowe stopki umożliwiają ustawianie w stosy. Statyw na fiołki o Ø 8 i 11 mm nadaje się również do przechowywania fiołek stożkowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer. x wys.	Liczba miejsc
	7-0619	Statyw na fiołki z wywiniętym brzegiem ND8	173 x 95 x 20 mm	50 miejsc
	7-0649	Statyw na wszystkie fiołki o Ø do 11,6 mm	173 x 95 x 20 mm	50 miejsc
	7-0781	Statyw na fiołki gwintowane ND13	175,8 x 115,5 x 20 mm	40 miejsc
	7-0787	Statyw na fiołki do techniki Headspace	160 x 160 x 30 mm	25 miejsc

Opis

Praktyczne statywy na fiołki. Wykonane z przezroczystego akrylu. Ułatwiają transport i użytkowanie fiołek. Stabilne. Silikonowe stopki umożliwiają ustawianie w stosy. Statyw na fiołki o Ø 8 i 11 mm nadaje się również do przechowywania fiołek stożkowych.

Statyw o Nr-Art. 7-0619 nadaje się na: fiołki z wywiniętym brzegiem ND8.

Statyw o Nr-Art. 7-0649 nadaje się na: następujące fiołki o Ø do 11,6 mm: fiołki gwintowane ND8, fiołki z krótkim gwintem ND9, fiołki gwintowane ND10, fiołki z wywiniętym brzegiem ND11 i fiołki zatrzaskowe ND11.

Statyw o Nr-Art. 7-0781 nadaje się na: fiołki gwintowane ND13.

Statyw o Nr-Art. 7-0787 nadaje się na: fiołki do techniki Headspace o Ø do 23 mm oraz fiołki z drobnym gwintem ND18.