

Statywy na fiolki (stal szlachetna)



WHEATON[®]

Wykonane z nierdzewnej stali szlachetnej. Wyposażone w wygodne uchwyty na obu końcach. Z polem do opisu ułatwiającym identyfikację zawartości. Nakładki po obu stronach uchwytów umożliwiają ustawianie piętrowe. Statyw o Nr-Art. 9-0460 przeznaczony jest na fiolki o śr. do 17,5 mm, a statyw o Nr-Art. 9-0461 na fiolki o śr. do 28,5 mm. Odstęp między poszczególnymi rzędami wynosi 3,49 cm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc
	9-0460	Statyw z otworami o śr. 17,5 mm	90 miejsc
	9-0461	Statyw z otworami o śr. 28,5 mm	40 miejsc

Opis

Wykonane z nierdzewnej stali szlachetnej. Wyposażone w wygodne uchwyty na obu końcach. Z polem do opisu ułatwiającym identyfikację zawartości. Nakładki po obu stronach uchwytów umożliwiają ustawianie piętrowe. Statyw o Nr-Art. 9-0460 przeznaczony jest na fiolki o śr. do 17,5 mm, a statyw o Nr-Art. 9-0461 na fiolki o śr. do 28,5 mm. Odstęp między poszczególnymi rzędami wynosi 3,49 cm.

Wymiary: 34 x 15 x 8 cm.

Ciężar: 910 g.