



Stelaż do zamrażarki dla pudełek o wys. 50 mm

Pionowy stelaż wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze składanym uchwytem. Przeznaczony do wszystkich **kriopudełek o wymiarach zew. 136 x 136 x 53 mm** (szer. x gł. x wys.). Przystosowany specjalnie do kartonowych kriopudełek neoLab (Nr-Art. 2-2695 i kolejne).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Liczba miejsc	Wysokość
	2-8510	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	5 miejsc	281 mm
	2-8511	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	6 miejsc	336 mm
	2-8512	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	7 miejsc	391 mm
	2-8513	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	8 miejsc	446 mm
	2-8514	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	9 miejsc	501 mm
	2-8515	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	10 miejsc	556 mm
	2-8516	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	11 miejsc	611 mm
	2-8517	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	12 miejsc	666 mm
	2-8518	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	13 miejsc	721 mm

Opis

Pionowy stelaż wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze składanym uchwytem. Przeznaczony do wszystkich **kriopudełek o wymiarach zew. 136 x 136 x 53 mm** (szer. x gł. x wys.). Przystosowany specjalnie do kartonowych kriopudełek neoLab (Nr-Art. 2-2695 i kolejne).

Wymiary podstawowe (szer. x gł.): 141 x 141 mm.

Wewnętrzne wymiary komory (szer. x gł. x wys.): 140 x 140 x 58 mm.

Maks. wym. pudełka (szer. x gł. x wys.): 136 x 136 x 53 mm.