



Stelaż na pudełka

Poziomy stelaż wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze składanym uchwytem. Przeznaczony do wszystkich **pudełek o wymiarach zew. 136 x 136 x 53 mm** (szer. x gł. x wys.). Pasuje np. do pudełek neoLab o Nr-Art. 2-2695 i kolejne, 2-2900 lub 7-8030 i kolejne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Przegród w poziomie	Przegród w pionie	Głębokość	Wysokość
	2-2741	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	3	3	426 mm	169 mm
	2-2742	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	3	4	426 mm	224 mm
	2-2740	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	4	1	565 mm	240 mm
	2-2743	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	4	3	565 mm	169 mm
	2-2744	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	4	4	565 mm	224 mm
	2-2756	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	4	5	565 mm	279 mm
	2-2757	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	4	6	565 mm	334 mm

Opis

Poziomy stelaż wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze składanym uchwytem. Przeznaczony do wszystkich **pudełek o wymiarach zew. 136 x 136 x 53 mm** (szer. x gł. x wys.). Pasuje np. do pudełek neoLab o Nr-Art. 2-2695 i kolejne, 2-2900 lub 7-8030 i kolejne.

Szerokość: 142 mm.

Wewnętrzne wymiary komory (szer. x gł.): 140 x 140 mm.

Maks. wym. pudełka (szer. x gł. x wys.): 136 x 136 x 53 mm.