



## Stelaż na pudełka na probówki typu Falcon

Poziomy stelaż na pudełka wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Przeznaczony do pudełek na probówki typu Falcon.

**Wym. wew. przegrody (szer. x gł. x wys.):** 140 x 140 x 132 mm.

**Maks. wym. pudełka (szer. x gł. x wys.):** 137 x 137 x 128 mm.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                 | Materiał | Przegród w poziomie | Przegród w pionie | Szerokość | Głębokość | Wysokość |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
|  | 2-8291  | Stelaż na kriopudełka stal szlachetna |          | 3                   | 2                 | 143 mm    | 426 mm    | 265 mm   |
|  | 2-8292  | Stelaż na kriopudełka stal szlachetna |          | 4                   | 2                 | 143 mm    | 565 mm    | 265 mm   |

### Opis

Poziomy stelaż na pudełka wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Przeznaczony do pudełek na probówki typu Falcon. Przystosowany specjalnie do pudełek neoLab o Nr-Art. 2-1917 i kolejnych. Stelaże mogą być układane piętrowo.

**Wym. wew. przegrody (szer. x gł. x wys.):** 140 x 140 x 132 mm.

**Maks. wym. pudełka (szer. x gł. x wys.):** 137 x 137 x 128 mm.