



Kwadratowe butelki z PETG - 125 ml - niesterylne

NALGENE[®]

Kwadratowe butelki firmy Nalgene o pojemności 125 ml. Wykonane z PETG, z zakrętką z HDPE. Niesterylne, przezroczyste. Szczelne, o niskiej przenikalności dla CO₂ i O₂. Niepirogenne. Wokół zakrętki i szyjki butelki umieszczona jest taśma termokurczliwa, zapewniająca wysoki stopień czystości (dopóki nie zostanie naruszona).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Stopień czystości	Szt./Op.
	W-4014	Butelki kwadratowe z PETG	125 ml	52 x 52 x 108 mm	niesterylne	24 szt.

Opis

Kwadratowe butelki firmy Nalgene o pojemności 125 ml. Wykonane z PETG, z zakrętką z HDPE. Niesterylne, przezroczyste. Szczelne, o niskiej przenikalności dla CO₂ i O₂. Niepirogenne. Wokół zakrętki i szyjki butelki umieszczona jest taśma termokurczliwa, zapewniająca wysoki stopień czystości (dopóki nie zostanie naruszona).

Gwint: 38-430 mm.

Wymiary: 52 x 52 x 108 mm.

Opakowanie zawiera: 24 szt.