



## Stelaż ze stali szlachetnej na kriopudełka

Pionowy stelaż wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze składanym uchwytem. Przeznaczony do wszystkich **kriopudełek o wymiarach zew. do 133 x 133 x 53 mm** (szer. x gł. x wys.).

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                 | Materiał        | Liczba miejsc | Wysokość |
|-----------|---------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|
|           | 2-2716  | Stelaż na kriopudełka | stal szlachetna | 5 miejsc      | 281 mm   |
|           | 2-2970  | Stelaż na kriopudełka | stal szlachetna | 6 miejsc      | 336 mm   |
|           | 2-2710  | Stelaż na kriopudełka | stal szlachetna | 7 miejsc      | 391 mm   |
|           | 2-2971  | Stelaż na kriopudełka | stal szlachetna | 8 miejsc      | 446 mm   |
|           | 2-2972  | Stelaż na kriopudełka | stal szlachetna | 9 miejsc      | 501 mm   |
|           | 2-2973  | Stelaż na kriopudełka | stal szlachetna | 10 miejsc     | 556 mm   |
|           | 2-2711  | Stelaż na kriopudełka | stal szlachetna | 11 miejsc     | 611 mm   |
|           | 2-2974  | Stelaż na kriopudełka | stal szlachetna | 13 miejsc     | 721 mm   |

### Opis

Pionowy stelaż na kriopudełka wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze składanym uchwytem. Przeznaczony do wszystkich **kriopudełek o wymiarach zew. do 133 x 133 x 53 mm** (szer. x gł. x wys.).

**Wymiary podstawowe (szer. x gł.):** 138 x 138 mm.

**Maks. wym. pudełka (szer. x gł. x wys.):** 133 x 133 x 53 mm.