





Ezy mikrobiologiczne z PS

NOEX[®]

Ezy jednorazowe wykonane z najwyższej jakości polistyrenu. Gładkie, sztywne, ergonomiczne w dłoni. Sterylne, pakowane indywidualnie. Z jednej strony mają oczko o poj. 1 µl lub 10 µl, z drugiej są zakończone igłą.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	P-1240	Ezy mikrobiologiczne z PS	1 µl	bezbarwny	sterylny	25 x 20 szt.	500 szt.
	P-1241	Ezy mikrobiologiczne z PS	1 µl	bezbarwny	sterylny	pak. ind.	250 szt.
	P-1250	Ezy mikrobiologiczne z PS	10 µl	zielone	sterylny	25 x 20 szt.	500 szt.
	P-1251	Ezy mikrobiologiczne z PS	10 µl	zielone	sterylny	pak. ind.	250 szt.

Opis

Ezy mikrobiologiczne wykonane z polistyrenu. Ergonomiczne w dłoni. Gładkie, sztywne. Sterylne, pakowane indywidualnie (w op. 250 szt) lub w pakiety po 25 szt. Opakowanie zbiorcze zawiera 500 sztuk – 20 pakietów po 25 szt. Jest to produkt przeznaczony do jednorazowego użytku. Zakończone z jednej strony oczkiem, z drugiej igłą. Pojemność oczka ez bezbarwnych wynosi około 1 µl, zielonych około 10 µl. Długość ez to 194 mm.