



Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix w tubie



Paski wskaźnikowe pH-Fix są przeznaczone do wykonywania szybkich testów pH roztworu. Dołączona skala barwna umożliwia szybką interpretację wyników. Barwnik z pasków nie jest uwalniany do roztworu. Każdy pasek posiada cztery pola wskaźnikowe, które pozwalają na dokładny odczyt pH. Paski pH-Fix dostarczane są w poręcznej tubie zawierającej 100 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres pomiaru	Podziałka pH	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	M-3300	Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix	pH 0 - 14	1,0 pH	tubka	100 szt.
	M-3302	Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix	pH 4,5 - 10,0	0,5 pH	tubka	100 szt.

Opis

Paski wskaźnikowe pH-Fix w wygodnej tubie przeznaczone do wykonywania szybkich testów odczynu roztworu. Każda tuba zawiera 100 pasków. Na opakowaniu znajduje się skala barwna, która umożliwia szybką interpretację wyników. Przedłużona część do trzymania poprawia ergonomię pracy i zabezpiecza przed kontaktem z próbką oraz jej zanieczyszczeniem. Barwnik z pasków nie jest uwalniany do roztworu. Każdy pasek posiada cztery pola wskaźnikowe, które pozwalają na dokładny odczyt pH. Paski pH-Fix w tubie oferowane są dla 3 zakresów pomiarowych:

- pH 0-14,
- pH 3,6-6,1,
- pH 4,5-10,0.

W ofercie dostępne są również paski [pH-Fix w pudełku](#).