



Mikrowężę z PE

Mikrowąż z PE o bardzo małych wymiarach, nawinięty. Jakość medyczna. Kolor mleczno-przeźroczysty. W opakowaniu 30 metrów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr.zew.	Śr. wew.	Dł. rolki
	E-1316	Mikrowąż z PE	0,61 mm	0,28 mm	30 m
	E-1317	Mikrowąż z PE	1,09 mm	0,38 mm	30 m
	E-1320	Mikrowąż z PE	0,96 mm	0,58 mm	30 m
	E-1322	Mikrowąż z PE	1,52 mm	0,86 mm	30 m
	E-1323	Mikrowąż z PE	2,00 mm	1,00 mm	30 m
	E-1325	Mikrowąż z PE	3,00 mm	2,00 mm	30 m

Opis

Mikrowąż z PE o bardzo małych wymiarach, nawinięty. Jakość medyczna. Kolor mleczno-przeźroczysty. W opakowaniu 30 metrów.