



Papierki wskaźnikowe Duotest



Papierki do pomiaru pH z dwoma strefami wskaźnikowymi. Ułatwiają prawidłowy odczyt pH roztworu i zwiększają dokładność pomiaru. Dostarczane w rolkach po 5 m.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres pomiaru	Podziałka pH	Rodzaj pak.	Dł. rolki
	M-3351	Papierki wskaźnikowe Duotest	pH 1 - 12	1 pH	rolka	5 m
	M-3352	Papierki wskaźnikowe Duotest	pH 1,0 - 4,3	0,3 pH	rolka	5 m
	M-3353	Papierki wskaźnikowe Duotest	pH 3,5 - 6,8	0,3 pH	rolka	5 m
	M-3354	Papierki wskaźnikowe Duotest	pH 5,0 - 8,0	0,3 pH	rolka	5 m
	M-3355	Papierki wskaźnikowe Duotest	pH 7,0 - 10,0	0,3 pH	rolka	5 m
	M-3356	Papierki wskaźnikowe Duotest	pH 9,5 - 14,0	0,5 pH	rolka	5 m
	M-3371	Papierki wskaźnikowe Duotest	pH 1 - 12	1 pH	opak. uzupełniające	3 x 5 m
	M-3372	Papierki wskaźnikowe Duotest	pH 1,0 - 4,3	0,3 pH	opak. uzupełniające	3 x 5 m
	M-3373	Papierki wskaźnikowe Duotest	pH 3,5 - 6,8	0,3 pH	opak. uzupełniające	3 x 5 m
	M-3374	Papierki wskaźnikowe Duotest	pH 5,0 - 8,0	0,3 pH	opak. uzupełniające	3 x 5 m
	M-3375	Papierki wskaźnikowe Duotest	pH 7,0 - 10,0	0,3 pH	opak. uzupełniające	3 x 5 m
	M-3376	Papierki wskaźnikowe Duotest	pH 9,5 - 14,0	0,5 pH	opak. uzupełniające	3 x 5 m

Opis

Papierki do pomiaru pH z dwoma różnymi strefami wskaźnikowymi, oddzielonymi barierą hydrofobową. Ułatwiają prawidłowy odczyt pH roztworu i zwiększają dokładność pomiaru. Dostarczane w rolkach po 5 m. Dostępne są również opakowania uzupełniające, zawierające po 3 rolki pasków Duotest.