



**Pipety jednomiarowe kl. AS, z niebieską skalą - o poj. 1 ml - 50 ml**



Szklane pipety jednomiarowe klasy AS. Oznaczenia naniesione kolorem niebieskim. Posiadają kolorowe paski kodowe umożliwiające identyfikację objętości pipety. Z certyfikatem serii.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Tolerancja	Wysokość
	S-1469	Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą	1 ml	±0,007 ml	310 mm
	S-1470	Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą	2 ml	±0,010 ml	330 mm
	S-1471	Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą	3 ml	±0,010 ml	360 mm
	S-1472	Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą	4 ml	±0,015 ml	360 mm
	S-1473	Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą	5 ml	±0,015 ml	400 mm
	S-1474	Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą	10 ml	±0,020 ml	440 mm
	S-1475	Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą	11 ml	±0,020 ml	440 mm
	S-1476	Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą	15 ml	±0,030 ml	455 mm
	S-1477	Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą	20 ml	±0,030 ml	510 mm
	S-1478	Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą	25 ml	±0,030 ml	520 mm
	S-1479	Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą	50 ml	±0,050 ml	540 mm

**Opis**

Pipety jednomiarowe klasy AS, wykonane ze szkła zgodnie z normami ISO 648 i DIN 12687 (dla pipet jednomiarowych). Znak zgodności („DE-M”), numer seryjny i inne informacje nadrukowano trwałą emalią w kolorze niebieskim. Posiadają kolorowe paski kodowe umożliwiające identyfikację objętości pipety. Certyfikat partii można pobrać ze strony internetowej producenta.

Pipety miarowe wykonane ze szkła o odporności chemicznej i właściwościach termicznych co najmniej klasy HGB3 (zgodnie z

normą ISO 719).