



Pudełko do przechowywania

Pudełko z pokrywką wykonane z przezroczystego polistyrenu. Służy do przechowywania drobnego asortymentu laboratoryjnego. Posiada 2 rzędy po 10 przegródek, 77 x 27 x gł. 38 mm. Odporne na temperatury od -40°C do +70°C.

Miniatura



Nr-art.

2-1540

Nazwa

Pudełko do przechowywania z 20 przegródkami

Opis

Pudełko z pokrywką wykonane z przezroczystego polistyrenu. Służy do przechowywania drobnego asortymentu laboratoryjnego. Posiada 2 rzędy po 10 przegródek, 77 x 27 x gł. 38 mm. Odporne na temperatury od -40°C do +70°C.

Wymiary zew.: 300 x 170 x wys. 45 mm.