














Pipety jednomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności - o poj. 1 ml - 100 ml



Szkieło AR[®]. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową Blaubrand[®]. Klasa AS. Kod barwny. Pipety zgodne z normą DIN 12691.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Szt./Op.
	4-4020	Pipety jednomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności	1 ml	ok. 300 mm	12 szt.
	4-4021	Pipety jednomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności	2 ml	ok. 330 mm	12 szt.
	4-4022	Pipety jednomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności	3 ml	ok. 330 mm	6 szt.
	4-4023	Pipety jednomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności	4 ml	ok. 400 mm	6 szt.
	4-4024	Pipety jednomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności	5 ml	ok. 400 mm	6 szt.
	4-4025	Pipety jednomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności	10 ml	ok. 440 mm	6 szt.
	4-4026	Pipety jednomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności	15 ml	ok. 510 mm	6 szt.
	4-4027	Pipety jednomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności	20 ml	ok. 510 mm	6 szt.
	4-4028	Pipety jednomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności	25 ml	ok. 520 mm	6 szt.
	4-4029	Pipety jednomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności	50 ml	ok. 540 mm	6 szt.
	4-4030	Pipety jednomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności	100 ml	ok. 585 mm	6 szt.

Opis

Pipety jednomiarowe ze szkła AR[®]. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową Blaubrand[®]. Klasa AS. Oznaczone kodem barwnym. Pipety zgodne z normą DIN 12691.