



**Pipety wielomiarowe kl. B - o poj. 0,1 ml - 25 ml**

Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką (zero na górze). Skalowane na wypływ (Ex). Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Zero na górze. Skala brązowa.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Skala	Tolerancja	Czas przepływu	Długość
	S-1307	Pipeta wielomiarowa kl. B	0,1 ml	0,001 ml	±0,004 ml	2-5 s	320 mm
	S-1308	Pipeta wielomiarowa kl. B	0,2 ml	0,002 ml	±0,006 ml	2-5 s	320 mm
	S-1309	Pipeta wielomiarowa kl. B	0,5 ml	0,005 ml	±0,01 ml	2-5 s	320 mm
	S-1310	Pipeta wielomiarowa kl. B	1 ml	0,01 ml	±0,015 ml	3-6 s	340 mm
	S-1311	Pipeta wielomiarowa kl. B	2 ml	0,02 ml	±0,025 ml	3-6 s	340 mm
	S-1312	Pipeta wielomiarowa kl. B	5 ml	0,05 ml	±0,05 ml	5-10 s	340 mm
	S-1313	Pipeta wielomiarowa kl. B	10 ml	0,1 ml	±0,1 ml	5-10 s	340 mm
	S-1314	Pipeta wielomiarowa kl. B	25 ml	0,1 ml	±0,1 ml	5-10 s	470 mm

**Opis**

Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką (zero na górze). Skalowane na wypływ (Ex). Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Zero na górze. Skala brązowa.