



Papierki wskaźnikowe Tritest



Papierki wskaźnikowe w rolce Tritest mają aż 3 różne strefy wskaźnikowe. Gwarantuje to bardzo dobre zróżnicowanie kolorów i pewne określenie pośrednich wartości pH. W paskach Tritest L dwie bariery hydrofobowe rozdzielają wskaźniki pH. Gwarantuje to, że nawet w silnie zasadowym pH barwniki nie mieszają się. Zakres pomiarowy to pH od 1 do 11.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres pomiaru	Podziałka pH	Rodzaj pak.	Szerokość	Dł. rolki
	M-3400	Papierki wskaźnikowe Tritest	pH 1 - 11	1 pH	rolka	10 mm	5 m
	M-3401	Papierki wskaźnikowe Tritest	pH 1 - 11	1 pH	rolka	14 mm	6 m
	M-3410	Papierki wskaźnikowe Tritest	pH 1 - 11	1 pH	opak. uzupełniające	10 mm	3 x 5 m
	M-3411	Papierki wskaźnikowe Tritest	pH 1 - 11	1 pH	opak. uzupełniające	14 mm	3 x 6 m

Opis

Papierki wskaźnikowe w rolce Tritest mają aż 3 różne strefy wskaźnikowe na jednym pasku. Gwarantuje to bardzo dobre zróżnicowanie kolorów przy odczycie pH i pewne określenie wartości pośrednich. W paskach Tritest L dwie bariery hydrofobowe rozdzielają wskaźniki pH, dzięki czemu nawet w silnie zasadowym pH barwniki nie mieszają się. Zakres pomiarowy to pH od 1 do 11 (podziałka 1). Papierki wskaźnikowe Tritest oferowane są w rolkach o dł. 5 m lub w formie opakowania uzupełniającego zawierającego 3 rolki o dł. 5 m. Natomiast paski Tritest L oferowane są w rolkach o dł. 6 m lub w formie opakowania uzupełniającego – 3 rolki o dł. 6 m.