



Pipety wielomiarowe, kl. A z certyfikatem zgodności - wzorc. na In - o poj. 0,1 ml - 0,2 ml - Brand



Szkło AR[®]. Wzorcowane na In. Z numerem serii i certyfikatem serii. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową Blaubrand[®]. Według DIN 12 697.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Długość	Szt./Op.
	4-4090	Pipety wielomiarowe, klasa A z certyfikatem zgodności	0,1 ml	0,001 ml	ok. 360 mm	12 szt.
	4-4091	Pipety wielomiarowe, klasa A z certyfikatem zgodności	0,2 ml	0,002 ml	ok. 360 mm	12 szt.

Opis

Szkło AR[®]. Wzorcowane na In. Z numerem serii i certyfikatem serii. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową Blaubrand[®]. Według DIN 12 697.