


**Papierki lakmusowe**



Papierki lakmusowe w formie książeczki zawierającej 100 pasków. Do oznaczania zmiany odczynu roztworu z kwaśnego na zasadowy lub z zasadowego na kwaśny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Zakres pomiaru	Zmiana barwy	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	M-3490	Papierki lakmusowe	niebieski	pH 8,0 - 5,0	niebieski - czerwony	książeczka	100 szt.
	M-3491	Papierki lakmusowe	neutralny	pH 5,0 - 8,0	czerwony-fioletowy-niebieski	książeczka	100 szt.
	M-3492	Papierki lakmusowe	czerwony	pH 5,0 - 8,0	czerwony - niebieski	książeczka	100 szt.

**Opis**

Papierek lakmusowy dostępny w trzech rodzajach – niebieski, neutralny lub czerwony. W formie książeczki zawierającej 100 pasków, które można wykorzystać do określania zmiany pH. Niebieski papierek lakmusowy zmienia kolor z niebieskiego na czerwony przy przejściu od odczynu zasadowego do kwaśnego. Neutralny i czerwony papierek lakmusowy zmieniają kolor z czerwonego w środowisku kwaśnym na niebieski w środowisku alkalicznym.

W ofercie dostępne są również [papierki lakmusowe w rolce](#).