



System do przechowywania Tip-Out

System do przechowywania drobnego asortymentu laboratoryjnego. Do wyboru segmenty zawierające 6 lub 9 uchylnych pojemników. Wykonane z polistyrenu – obudowa w kolorze białym, uchylnie pojemniki – przezroczyste. Można je w dowolny sposób zestawiać razem, tworząc dopasowany do swoich potrzeb system magazynowania. Wygodne w użyciu, łatwe do utrzymania w czystości, gwarantują szybki dostęp do przechowywanego asortymentu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-6706	System do przechowywania Tip-Out - segment z 9 pojemnikami
	B-6707	System do przechowywania Tip-Out - segment z 6 pojemnikami
	B-6708	System do przechowywania Tip-Out - segment z 3 pojemnikami
	B-6709	Dodatkowe przegrody z PS do systemu przechowywania B-6708 - 3 szt.

Opis

System do przechowywania drobnego asortymentu laboratoryjnego. Do wyboru segmenty zawierające 6 lub 9 uchylnych pojemników. Wykonane z polistyrenu – obudowa w kolorze białym, uchylnie pojemniki – przezroczyste. Można je w dowolny sposób zestawiać razem, tworząc dopasowany do swoich potrzeb system magazynowania. Wygodne w użyciu, łatwe do utrzymania w czystości, gwarantują szybki dostęp do przechowywanego asortymentu.

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

Segment z 9 pojemnikami: 601 x 65 x 77 mm (wymiary całego segmentu), 49 x 45 x 46 mm (wymiary pojedynczego pojemnika).

Segment z 6 pojemnikami: 601 x 94 x 113 mm (wymiary całego segmentu), 80 x 67 x 69 mm (wymiary pojedynczego pojemnika).

Dodatkowe przegrody **B-6709** mogą być jedynie stosowane do systemu przechowywania **B-6708**, który posiada odpowiednie mocowania wewnątrz pojemników.