



Pojemnik dozujący na drobne przedmioty

Przeźroczysty pojemnik dozujący na drobny asortyment laboratoryjny np. końcówki do pipet, strzykawki jednorazowe, probówki i inne przedmioty z metalu lub ze szkła. Wykonany z wytrzymałego plastiku akrylowego o gr. 3 mm. Pojemnik napełnia się od góry podnosząc pokrywkę. Przedmioty wyjmowane są z przegródek w części przedniej. Chroni przed zakurzeniem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer. x wys.	Komory
	2-1515	Pojemnik dozujący na drobne przedmioty	14 x 16 x 36,5 cm	2
	2-1516	Pojemnik dozujący na drobne przedmioty	21 x 16 x 21,5 cm	3
	2-1517	Pojemnik dozujący na drobne przedmioty	29 x 16 x 21,5 cm	4

Opis

Przeźroczysty pojemnik dozujący na drobny asortyment laboratoryjny np. końcówki do pipet, strzykawki jednorazowe, probówki i inne przedmioty z metalu lub ze szkła. Wykonany z wytrzymałego plastiku akrylowego o gr. 3 mm. Pojemnik napełnia się od góry podnosząc pokrywkę. Przedmioty wyjmowane są z przegródek w części przedniej. Chroni przed zakurzeniem.