



Nosidło na butelki - pełne



Nosidło na 8 butelek o średnicy do 95 mm, z zamkniętym dnem pełniącym funkcję tacki ociekowej. Wykonane z trwałego HDPE (polietylenu o wysokiej gęstości), odporne na substancje chemiczne i uszkodzenia mechaniczne.

Miniatura



Nr-art.

N-0162

Nazwa

Nosidło na butelki - pełne

Kolor

szare

Opis

Nosidło na butelki marki Bürkle to rozwiązanie do bezpiecznego transportu naczyń laboratoryjnych. Wykonane z trwałego **HDPE (polietylenu o wysokiej gęstości)**, materiału odpornego na działanie substancji chemicznych, uszkodzenia mechaniczne oraz łatwego w utrzymaniu czystości. Dzięki swojej konstrukcji doskonale sprawdza się w codziennej pracy laboratoryjnej, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.

Nosidło przeznaczone jest na **8 butelek o maksymalnej średnicy 95 mm**, co pozwala na organizację i transport pojemników. **Pełne dno oraz zamknięte boki** chronią przed przypadkowym wylaniem zawartości, a jednocześnie umożliwiają wykorzystanie dna jako **tacki ociekowej** – każda strona nosidła może pomieścić do **3,9 litra** cieczy.

Dodatkowym atutem jest **rączka wykonana z aluminium**, która zapewnia stabilny chwyt i komfort podczas przenoszenia, nawet przy pełnym obciążeniu. Całość konstrukcji jest lekka, a jednocześnie wytrzymała – **masa netto wynosi 0,54 kg**, co ułatwia codzienne użytkowanie.

Wymiary wewnętrzne jednej przegrody wynoszą **330 × 100 mm**, co pozwala na bezpieczne umieszczenie butelek o różnych kształtach. **Wymiary zewnętrzne nosidła** to **390 × 285 × 210 mm**, dzięki czemu produkt jest kompaktowy i łatwy do przechowywania. Nosidło nie jest sterylne, ale jego konstrukcja umożliwia łatwe czyszczenie i dezynfekcję.