



Pudełko ochronne na pojedynczą butelkę

Pudełko ochronne z piankowego polistyrenu. Przeznaczone do transportu pojedynczej kwadratowej lub okrągłej butelki szklanej. Wysoka wytrzymałość. Nie wchłania wilgoci. Bardzo lekkie. Odporność na temp. do +80°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wym. zewnętrzne	Wys. butelek	Wymiary butelek	Szt./Op.
	2-2801	Pudełko ochronne na pojedynczą butelkę	100 ml	155 x 80 x 80 mm	115 mm	48 x 48 mm / Ø 50 mm	114 szt.
	2-2802	Pudełko ochronne na pojedynczą butelkę	250 ml	190 x 100 x 100 mm	161 mm	64 x 64 mm / Ø 70 mm	54 szt.
	2-2803	Pudełko ochronne na pojedynczą butelkę	500 ml	230 x 116 x 116 mm	182 mm	78 x 78 mm / Ø 84 mm	50 szt.
	2-2804	Pudełko ochronne na pojedynczą butelkę	1000 ml	300 x 135 x 135 mm	225 mm	94 x 94 mm / Ø 104 mm	1 szt.
	2-2805	Pudełko ochronne na pojedynczą butelkę	2500 ml	380 x 187 x 187 mm	300 mm	Ø 139 mm	1 szt.
	2-2806	Pudełko ochronne na pojedynczą butelkę	2500 ml	345 x 205 x 205 mm	225 mm	Ø 155 mm	1 szt.

Opis

Pudełko ochronne z piankowego polistyrenu. Przeznaczone do transportu pojedynczej kwadratowej lub okrągłej butelki szklanej. Wysoka wytrzymałość. Nie wchłania wilgoci. Bardzo lekkie. Odporność na temp. do +80°C.

* wymiary zewnętrzne w tabeli to: wys. x szer. x gł.