



Pojemnik ochronny do transportu

NALGENE[®]

Przeźroczysty, autoklawowalny pojemnik przeznaczony do przechowywania lub transportu próbek niebezpiecznych. Wykonany z poliwęglanu. Z silikonową uszczelką i szczelnie zamykającymi zatrzaskami. Mocny i wytrzymały. Zgodny ze standardem OSHA 29 CFR część 1910.1930 dotyczącym ochrony przed hematogennymi patogenami krwi.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa



4-1809

Pojemnik ochronny do transportu



4-1810

Aksesoria dodatkowe: uchwyt do transportu ze stali szlachetnej

Opis

Przeźroczysty, autoklawowalny pojemnik przeznaczony do przechowywania lub transportu próbek niebezpiecznych. Wykonany z poliwęglanu. Z silikonową uszczelką i szczelnie zamykającymi zatrzaskami. Mocny i wytrzymały. Zgodny ze standardem OSHA 29 CFR część 1910.1930 dotyczącym ochrony przed hematogennymi patogenami krwi.

Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 300 x 125 x 160 mm.

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 370 x 170 x 175 mm.

Do nabycia osobno uchwyt ze stali szlachetnej.