







Termiczne pudełko transportowe z wkładami na butelki - Overath

Pudełko termiczne przeznaczone do przechowywania lub transportu. Wykonane z PP. Z listwą do chwytania. Wbudowany w pokrywie klips zamykający zapobiega jej nagłemu otwarciu. Znakomita izolacja dla substancji ciepłych i zimnych. Spełnia najwyższe wymagania norm higienicznych (HACCP). Powierzchnia jest odporna na działanie silnych roztworów do dezynfekcji lub czyszczenia oraz na pęknięcia i wstrząsy. Przy zastosowaniu wkładów znakomicie nadaje się do transportu butelek laboratoryjnych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wym. wewnętrzne	Liczba miejsc
	1-7535	Pudełko termiczne o poj. 32 l	507 x 307 x 205 mm	-
	1-7540	Wkład do pudełka na butelki o poj. 100 ml	otw. 55 x 55 mm	40 miejsc
	1-7541	Wkład do pudełka na butelki o poj. 250 ml	otw. 75 x 75 mm	18 miejsc
	1-7542	Wkład do pudełka na butelki o poj. 500 ml	otw. 90 x 90 mm	15 miejsc

Opis

Pudełko termiczne przeznaczone do przechowywania lub transportu. Wykonane z PP. Z listwą do chwytania. Wbudowany w pokrywie klips zamykający zapobiega jej nagłemu otwarciu. Znakomita izolacja dla substancji ciepłych i zimnych. Spełnia najwyższe wymagania norm higienicznych (HACCP). Powierzchnia jest odporna na działanie silnych roztworów do dezynfekcji lub czyszczenia oraz na pęknięcia i wstrząsy. Przy zastosowaniu wkładów znakomicie nadaje się do transportu butelek laboratoryjnych.

Wymiary zewnętrzne pojemnika: 595 x 395 x 270 mm.

Wysokość wkładu: 8 cm.

Maksymalna średnica butelek:

- 100 ml: 55 mm,
- 250 ml: 75 mm,
- 500 ml: 90 mm.