



Pojemnik z pokrywą ze stali szlachetnej, z pierścieniem zaciskowym

Pojemnik o sprawdzonej skuteczności, zgodny z GMP. Z możliwością ustawiania piętrowego. Odznacza się stabilnością i lekkością. Odporny na korozję. Wykonany z nierdzewnej stali szlachetnej 1.4541. Posiada silikonowe uszczelnienie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. wew.	Śr. zew.	Wysokość
	3-1085	Pojemnik z pokrywą ze stali szlachetnej, z pierścieniem zaciskowym	1,5 l	170 mm	196 mm	92 mm
	3-1086	Pojemnik z pokrywą ze stali szlachetnej, z pierścieniem zaciskowym	3 l	170 mm	196 mm	145 mm
	3-1087	Pojemnik z pokrywą ze stali szlachetnej, z pierścieniem zaciskowym	5 l	250 mm	276 mm	136 mm
	3-1088	Pojemnik z pokrywą ze stali szlachetnej, z pierścieniem zaciskowym	12 l	250 mm	276 mm	279 mm
	3-1089	Pojemnik z pokrywą ze stali szlachetnej, z pierścieniem zaciskowym	20 l	315 mm	345 mm	289 mm

Opis

Pojemnik o sprawdzonej skuteczności, zgodny z GMP. Z możliwością ustawiania piętrowego. Odznacza się stabilnością i lekkością. Odporny na korozję. Wykonany z nierdzewnej stali szlachetnej 1.4541. Posiada silikonowe uszczelnienie. Do przechowywania produktów wymagających wysokiej szczelności.