



Wózek laboratoryjny

Wózek 2-piętrowy. Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10. Wyposażony w hamulce.

Miniatura



Nr-art.

B-1246

Nazwa

Wózek transportowy ze stali nierdzewnej, 2-piętrowy

Opis

Wózek 2-piętrowy. Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10. Wyposażony w hamulce.

Wymiary: 86 cm x 54 cm x 92 cm (dł. x szer. x wys.).

Wymiary powierzchni roboczej: 80 cm x 50 cm (dł. x szer.).

Odległość między półkami: 56,5 cm.

Udźwig: 110 kg.