



Wózek na kółkach

Wózek na kółkach wykonany z polietylenu. Idealny do laboratorium. Maksymalne obciążenie do 70 kg. Nie przewodzi elektryczności. Odporny na uderzenia. Łatwy w czyszczeniu. Bez ostrych krawędzi i kantów. Prosty montaż (w dostawie młotek gumowy). Powierzchnia górna ze zintegrowanymi uchwytami. Wyposażony w 4 kółka utrzymujące kierunek o średnicy 10 cm (dwa z nich z blokadami).

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Wys. zew. | Odległość |
|-----------|---------|------------------------------|-----------|-------------------------|
| | 2-2155 | Wózek na kółkach z 2 półkami | 66 cm | między półkami 45 cm |
| | 2-2150 | Wózek na kółkach z 3 półkami | 86 cm | między półkami 30 cm |
| | 2-2151 | Wózek na kółkach z 3 półkami | 86 cm | między półkami 16/45 cm |
| | 2-2156 | Wózek na kółkach z 4 półkami | 93 cm | - |

Opis

Wózek na kółkach wykonany z polietylenu. Idealny do laboratorium. Maksymalne obciążenie do 70 kg. Nie przewodzi elektryczności. Odporny na uderzenia. Łatwy w czyszczeniu. Bez ostrych krawędzi i kantów. Prosty montaż (w dostawie młotek gumowy). Powierzchnia górna ze zintegrowanymi uchwytami. Wyposażony w 4 kółka utrzymujące kierunek o średnicy 10 cm (dwa z nich z blokadami).

Wymiary podstawowe: 46 x 61 cm (gł. x szer.).

Kolor: szary.