



## Kolumna chromatograficzna ze szkła Duran - ze spiekem, ze szlifem



Kolumna chromatograficzna ze szkła Duran ze spiekem, ze szklanym szlifem oraz zaworem z PTFE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Długość	Średnica	Pojemność	Szlif
	G-5030	Kolumna chromatograficzna	ze spiekem	100 mm	10 mm	8 ml	NS 14/23
	G-5031	Kolumna chromatograficzna	ze spiekem	200 mm	10 mm	15 ml	NS 14/23
	G-5032	Kolumna chromatograficzna	ze spiekem	300 mm	10 mm	23 ml	NS 14/23
	G-5033	Kolumna chromatograficzna	ze spiekem	200 mm	15 mm	35 ml	NS 14/23
	G-5035	Kolumna chromatograficzna	ze spiekem	400 mm	20 mm	125 ml	NS 29/32
	G-5036	Kolumna chromatograficzna	ze spiekem	600 mm	30 mm	430 ml	NS 29/32

### Opis

Kolumna chromatograficzna wykonana jest ze szkła borokrzemowego 3.3 odpornego na ogrzewanie i większość odczynników chemicznych. Posiada spiek oraz szklany szlif. Wyposażona jest w zawór odcinający z PTFE. Przeznaczona jest do chromatografii cieczowej (LC). Dostępne są warianty ze szlifem NS 14/23 oraz NS 29/32 o różnej pojemności. Dzięki temu można wybrać model odpowiedni do ilości żelu krzemionkowego i wielkości oczyszczanej próbki.