



Statyw z PP na próbki - śr. otw. 13-30 mm

Kartell

Duży, pojemny statyw wykonany z polipropylenu. Autoklawowalny w temperaturze 121°C przez 20 minut. Dostępne w 4 kolorach. Pięć modeli o różnej liczbie miejsc, przeznaczonych do próbek o śr. 13, 16, 20, 25 lub 30 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. otworów	Rzędy	Liczba miejsc	Kolor
	M-5111	Statyw z PP na próbki	13 mm	6 x 15	90 miejsc	biały
	M-5112	Statyw z PP na próbki	13 mm	6 x 15	90 miejsc	niebieski
	M-5113	Statyw z PP na próbki	13 mm	6 x 15	90 miejsc	żółty
	M-5114	Statyw z PP na próbki	13 mm	6 x 15	90 miejsc	czerwony
	M-5121	Statyw z PP na próbki	16 mm	5 x 12	60 miejsc	biały
	M-5122	Statyw z PP na próbki	16 mm	5 x 12	60 miejsc	niebieski
	M-5123	Statyw z PP na próbki	16 mm	5 x 12	60 miejsc	żółty
	M-5124	Statyw z PP na próbki	16 mm	5 x 12	60 miejsc	czerwony
	M-5131	Statyw z PP na próbki	20 mm	4 x 10	40 miejsc	biały
	M-5132	Statyw z PP na próbki	20 mm	4 x 10	40 miejsc	niebieski
	M-5133	Statyw z PP na próbki	20 mm	4 x 10	40 miejsc	żółty
	M-5134	Statyw z PP na próbki	20 mm	4 x 10	40 miejsc	czerwony
	M-5141	Statyw z PP na próbki	25 mm	4 x 10	40 miejsc	biały
	M-5142	Statyw z PP na próbki	25 mm	4 x 10	40 miejsc	niebieski
	M-5143	Statyw z PP na próbki	25 mm	4 x 10	40 miejsc	żółty
	M-5144	Statyw z PP na próbki	25 mm	4 x 10	40 miejsc	czerwony
	M-5151	Statyw z PP na próbki	30 mm	3 x 8	24 miejsca	biały



M-5152

Statyw z PP na próbówki

30 mm

3 x 8

24 miejsca

niebieski



M-5153

Statyw z PP na próbówki

30 mm

3 x 8

24 miejsca

żółty



M-5154

Statyw z PP na próbówki

30 mm

3 x 8

24 miejsca

czerwony

Opis

Duży statyw firmy [Kartell](#) wykonany z polipropylenu. Możliwość sterylizacji w temperaturze 121°C przez 20 minut. Dostępny w czterech kolorach: białym, niebieskim, żółtym i czerwonym. Występuje w pięciu rozmiarach przeznaczonych do probówek o najpopularniejszych średnicach: 13 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm oraz 30 mm. Statyw Kartell sprawdzi się w pracy laboratoryjnej w warunkach mokrych i suchych, w zamrażarkach oraz w łaźniach wodnych.