



Statyw z PMMA na próbki

Kartell

Dwupoziomowy statyw na próbki wykonany z polimetakrylanumetylu. Przezroczysty. Posiada 12 miejsc na próbki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. otworów	Liczba miejsc	Wymiary
	M-5162	Statyw z PMMA	38 mm	12 miejsc	97,5 x 289 x 81 mm
	M-5161	Statyw z PMMA	32 mm	12 miejsc	90,2 x 255,4 x 81 mm
	M-5163	Statyw z PMMA	44 mm	12 miejsc	110,5 x 316,5 x 81 mm

Opis

Dwupoziomowy, przezroczysty statyw na próbki wykonany z polimetakrylanumetylu (PMMA). Posiada 12 miejsc na próbki. Mniejsze otwory w dolnej półce zapewniają bezpieczeństwo pracy i ograniczają możliwość stłuczenia próbki szklanej. Odporny na działanie promieni UV, a także na działanie substancji nieorganicznych.