



Okrągłe filtry bibułowe - typ 114A

Okrągłe filtry bibułowe do analizy jakościowej. Wykonane w całości z celulozy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-2195	Okrągłe filtry bibułowe, typ 114A o śr. 55 mm	100 szt.
	B-2196	Okrągłe filtry bibułowe, typ 114A o śr. 70 mm	100 szt.
	B-2197	Okrągłe filtry bibułowe, typ 114A o śr. 90 mm	100 szt.
	B-2198	Okrągłe filtry bibułowe, typ 114A o śr. 110 mm	100 szt.
	B-2199	Okrągłe filtry bibułowe, typ 114A o śr. 125 mm	100 szt.
	B-2200	Okrągłe filtry bibułowe, typ 114A o śr. 150 mm	100 szt.
	B-2201	Okrągłe filtry bibułowe, typ 114A o śr. 185 mm	100 szt.
	B-2202	Okrągłe filtry bibułowe, typ 114A o śr. 240 mm	100 szt.

Opis

Okrągłe filtry bibułowe do analizy jakościowej. Wykonane w całości z celulozy. **Pozostałość popiołu:** poniżej 0,06%. **Typ:** 114A. **Grubość:** 0,15 mm. **Czas filtracji:** 100 s. **Gramatura:** 80 g/m². **Retencja:** 3-5 µm.