



Statywy Transfer Rack do bloków Eppendorf SmartBlock™

Statywy Transfer Rack do przenoszenia probówek do bloków Eppendorf SmartBlock™. Umożliwiają wygodne wyjmowanie i przenoszenie 24 probówek o poj. 0,5 ml lub 1,5 ml/2,0 ml po zakończeniu eksperymentu prowadzonego w ThermoMixer C lub ThermoStat C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na probówki	Liczba miejsc	Nr producenta
	K-5030	Transfer Rack	0,5 ml	24 miejsca	3880 000.305
	K-5031	Transfer Rack	1,5/2,0 ml	24 miejsca	3880 000.151

Opis

Statywy Transfer Rack do przenoszenia probówek do [bloków Eppendorf SmartBlock™](#). Umożliwiają wygodne wyjmowanie i przenoszenie 24 probówek o poj. 0,5 ml lub 1,5 ml/2,0 ml po zakończeniu eksperymentu prowadzonego w [Eppendorf ThermoMixer C](#) lub [ThermoStat C](#). Transfer Rack K-5030 jest przeznaczony na 24 probówki o poj. 0,5 ml i pasuje do Eppendorf SmartBlock™ [K-5013](#). Statyw K-5031 umożliwia przenoszenie 24 probówek o poj. 1,5 ml lub 2,0 ml. Można go używać z dwoma modelami wymiennych wkładów SmartBlock™: [K-5014](#) oraz [K-5015](#).

Dzięki statywom Transfer Rack można przetranszować gorące probówki bez ryzyka poparzenia. Bardzo szeroki zakres temperatur stosowania: od -86 °C do 121 °C.