




## Statyw z PE na szkiełka mikroskopowe



Statyw wykonany z polietylenu (PE). Przeznaczony do przechowywania, czyszczenia i suszenia szkiełek mikroskopowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Kolor	Wymiary	Liczba miejsc
	R-0141	Statyw na szkiełka mikroskopowe	PE	biały	102 x 153 x 21 mm	15 miejsc
	R-0142	Statyw na szkiełka mikroskopowe	PE	biały	105 x 298 x 24 mm	40 miejsc
	R-0143	Statyw na szkiełka mikroskopowe	PE	biały	178 x 299 x 21 mm	78 miejsc

### Opis

Statyw jest wykonany z odpornego chemicznie polietylenu (PE). Produkt ten utrzymuje szkiełka mikroskopowe podczas oceny, czyszczenia i suszenia. Jest solidny i trwały. Mocna konstrukcja i gumowe nóżki zapewniają stabilność produktu. Przeznaczony jest do szkiełek mikroskopowych o wymiarach 76 x 26 mm.