



Końcówki epT.I.P.S.® w statywach epT.I.P.S.® Rack - Eppendorf Quality

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Oryginalne końcówki epT.I.P.S.® firmy Eppendorf w statywach z przykrywką. Charakteryzują się znakomitą dopasowaniem do pipet Eppendorf. Spełniają wymogi normy EN ISO 8655. Końcówki można sterylizować w autoklawie w 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-5729	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	100-5000 µl	120 mm	fioletowy	Eppendorf Quality	0030 071.638	5 x 24 szt.
	K-5730	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	200-5000 µl	175 mm	fioletowy	Eppendorf Quality	0030 071.646	5 x 24 szt.
	K-5731	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	500-10000 µl	165 mm	turkusowy	Eppendorf Quality	0030 071.654	5 x 24 szt.

Opis

Końcówki epT.I.P.S.® w statywach z przykrywką epT.I.P.S.® Rack to praktyczne rozwiązanie do precyzyjnego i wygodnego pipetowania w codziennej pracy laboratoryjnej. Produkt w stopniu czystości Eppendorf Quality został zaprojektowany z myślą o optymalnym dopasowaniu do pipet Eppendorf, co przekłada się na wysoką ergonomię pracy oraz pewne i stabilne osadzenie końcówki na stożku pipety.

Precyzyjne dopasowanie i wygoda pracy

Kształt stożka zapewnia optymalne przyleganie do pipety Eppendorf i gwarantuje najwyższą ergonomię pracy. Długie, wąskie końcówki umożliwiają wygodne sięganie do dna nawet wysokich i wąskich naczyń laboratoryjnych bez dotykania ich górnej krawędzi. Takie rozwiązanie **ułatwia pracę z próbkami w trudno dostępnych pojemnikach i zwiększa komfort użytkowania podczas codziennych procedur laboratoryjnych.**

Lepsza kontrola i szybka identyfikacja

Precyzyjne podziałki umieszczone na końcówkach epT.I.P.S.® pozwalają na dodatkową kontrolę objętości pobieranej próbki. Końcówki oraz pipety Eppendorf są **oznaczone kodem barwnym**, co umożliwia szybki i intuicyjny dobór końcówek kompatybilnych z pipetą o odpowiednim zakresie pojemności. Ułatwia to organizację pracy i przyspiesza przygotowanie stanowiska laboratoryjnego.

Nowoczesny statyw epT.I.P.S.[®] Rack Eppendorf

Statyw epT.I.P.S.[®] Rack wyróżnia się **nowoczesną konstrukcją oraz zamykaną pokrywą**, która wspiera wygodne i bezpieczne przechowywanie końcówek. Produkt w jakości Eppendorf Quality stanowi praktyczne rozwiązanie do codziennego zastosowania w laboratorium.

Dostępne są końcówki epT.I.P.S w statywach o innych stopniach czystości: [PCR Clean](#) oraz [Biopur](#). Końcówki Eppendorf o stopniu czystości Eppendorf Quality oferujemy również w [workach](#), [zestawach](#), [reloads](#), [pudełkach](#).