



Pudełka na preparaty mikroskopowe na 5 szkiełek mikroskopowych



Pudełka na preparaty mikroskopowe na 5 szkiełek. Wykonane z polipropylenu. Wykorzystywane są do bezpiecznego transportu, przechowywania lub barwienia preparatów. Wyposażone w prowadnice, pozwalające oddzielić od siebie poszczególne szkiełka. Z zatrzaskiwaną pokrywką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wymiary	Liczba miejsc	Szt./Op.
	R-0121	Pudełka na preparaty mikroskopowe bezbarwne		43 x 24 x 88 mm	5 miejsc	25 szt.
	R-0122	Pudełka na preparaty mikroskopowe mix kolorów		43 x 24 x 88 mm	5 miejsc	25 szt.

Opis

Pudełka wykonane z polipropylenu na preparaty mikroskopowe. Każde ma miejsca na 5 szkiełek. Idealne do bezpiecznego transportu, przechowywania lub barwienia preparatów. W wewnętrznej ścianie pudełka znajdują się szczelinowe kanały, które oddzielają szkiełka i ułatwiają ich wyjmowanie. Wymiary pudełka 43 x 24 x 88 mm.