




Statyw na teczki do preparatów



Statyw na teczki do przechowywania szkiełek wykonany jest z tworzywa sztucznego ABS. Umożliwia przechowywanie 5 teczek na preparaty mikroskopowe. Idealne rozwiązanie do laboratorium zajmującego się mikrobiologią, histologią i patologią. Statywy można układać w stosy, dzięki czemu uzyskujemy dodatkowe miejsce w laboratorium.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Kolor	Wymiary	Szt./Op.
	R-0149	Stojak na teczki do preparatów 5 miejsc		niebieski	226 x 340 x 125 mm	1 szt.

Opis

Niebieski statyw na pięć 20-miejscowych teczek do preparatów mikroskopowych. Wykonany z polimeru ABS, który jest wysoce wytrzymały i odporny na smary, oleje, alkalia, benzynę i inne agresywne media. Bardzo dobrze sprawdzi się w laboratoriach zajmujących się patologią, histologią i mikrobiologią. Lekki stelaż pozwala na łatwy i bezpieczny transport stojaka. Można w nim przechowywać gotowe preparaty mikroskopowe w warunkach chłodzących w lodówce. Specjalna konstrukcja organizera na teczki na szkiełka mikroskopowe umożliwia układanie statywów Heathrow Scientific w stosy. W zestawie dostarczane są kolorowe klamry do oznaczania i łatwej identyfikacji przechowywanych próbek. Służą one również jako uchwyty do wygodnego wysuwania teczek na szkiełka.

Teczki na preparaty nie wchodzą w zakres dostawy.