



## Bagietki koagulologiczne z PS - z łopatką i harpunem

**Kartell**

Jednorazowe, sztywne bagietki odporne na wstrząsy. Wykonane z PS. Sterylne. Zakończone z jednej strony łopatką, z drugiej zaś harpunem. Wykorzystywane do oddzielania i usuwania skrzepów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość	Szt./Op.
	M-5301	Bagietki koagulologiczne	156,5 mm	500 szt.

### Opis

Bagietki koagulologiczne są wykonane z tworzywa sztucznego - wysokoudarowego polistyrenu (ang. *High Impact Polystyrene* - HIPS). To jednorazowe, sterylne i bardzo odporne na wstrząsy, czy uszkodzenia pręty. Z jednej strony zakończone są łopatką, z drugiej zaś harpunem. Sterylne. Wykorzystywane są w laboratoriach medycznych przy wykonywaniu koagulogramu. Służą do oddzielania i usuwania skrzepów podczas wykonywania koagulogramu, w celu określenia stopnia krzepnięcia krwi. Mają długość 156,5 mm.