

Krystalizatory szklane z wylewem DURAN[®]



Krystalizatory DURAN[®] z wylewem, wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Odporne chemicznie i termicznie, autoklawowalne w 121°C. Przeznaczone do krystalizacji, odparowywania i podgrzewania roztworów. Dostępne pojemności od 20 ml do 3500 ml. Zgodne z normą DIN 12338.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość
	G-2001	Krystalizator z wylewem	20 ml	40 mm	25 mm
	G-2002	Krystalizator z wylewem	40 ml	50 mm	30 mm
	G-2003	Krystalizator z wylewem	60 ml	60 mm	35 mm
	G-2004	Krystalizator z wylewem	100 ml	70 mm	40 mm
	G-2005	Krystalizator z wylewem	150 ml	80 mm	45 mm
	G-2006	Krystalizator z wylewem	300 ml	95 mm	55 mm
	G-2007	Krystalizator z wylewem	500 ml	115 mm	65 mm
	G-2008	Krystalizator z wylewem	900 ml	140 mm	75 mm
	G-2009	Krystalizator z wylewem	2000 ml	190 mm	90 mm
	G-2010	Krystalizator z wylewem	3500 ml	230 mm	100 mm

Opis

Krystalizatory DURAN[®] z wylewem to wysokiej jakości naczynia laboratoryjne przeznaczone do krystalizacji, odparowywania roztworów oraz innych procesów wymagających odpornego termicznie szkła. Wykonano je **ze szkła borokrzemowego typu 3.3 DURAN[®]**. Materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną, jest przystosowany do **autoklawowania w temperaturze 121°C**. Zgodne z normą DIN 12338.

Naczynia wyposażono w praktyczny wylew, który ułatwia kontrolowane przelewanie cieczy. Krystalizatory dostępne są w **pojemnościach od 20 ml do 3500 ml**. Ich wymiary mieszczą się w zakresie 40-230 mm średnicy oraz 25-100 mm

wysokości.