



Kolby Erlenmeyera Duran® do hodowli komórkowych



Kolby do hodowli komórkowych. Prosta szyjka. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, które wykazuje się znakomitą odpornością na wysokie temperatury i chemikalia.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. szyjki	Śr. podstawy	Wysokość	Szt./Op.
	G-2051	Kolba Erlenmeyera ze szkła Duran 100 ml		38 mm	64 mm	114 mm	1 szt.
	G-2052	Kolba Erlenmeyera ze szkła Duran 200 ml		38 mm	79 mm	138 mm	1 szt.
	G-2053	Kolba Erlenmeyera ze szkła Duran 250 ml		38 mm	85 mm	149 mm	1 szt.
	G-2054	Kolba Erlenmeyera ze szkła Duran 300 ml		38 mm	79 mm	138 mm	1 szt.
	G-2055	Kolba Erlenmeyera ze szkła Duran 500 ml		38 mm	105 mm	183 mm	1 szt.
	G-2056	Kolba Erlenmeyera ze szkła Duran 1000 ml		38 mm	131 mm	229 mm	1 szt.
	G-2057	Kolba Erlenmeyera ze szkła Duran 2000 ml		38 mm	166 mm	302 mm	1 szt.

Opis

Kolby Erlenmeyera do hodowli komórkowych wykonane są ze szkła borokrzemowego 3.3. Wykazują się znakomitą odpornością na wysokie temperatury i chemikalia. Budowa i kształt kolb sprawia, że nadają się idealnie do hodowli w warunkach wytrząsania (np. optymalizacji mediów). Prosta szyjka pozwala na zastosowanie metalowych nakładek. Kolby te posiadają czytelną skalę z podziałką do oceny zawartości mediów. Pozwala to na dokładny odczyt zmiany środowiska hodowli. Dostarczane bez kapsli.

[Kapsle do kolb hodowlanych Duran \(G-2061-G-2062\)](#) są dostępne do kupienia osobno.