



Okrągłe filtry bibułowe - typ 113A

Okrągłe filtry bibułowe do analizy jakościowej.
 Wykonane w całości z celulozy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-2187	Okrągłe filtry bibułowe, typ 113A o śr. 55 mm	100 szt.
	B-2188	Okrągłe filtry bibułowe, typ 113A o śr. 70 mm	100 szt.
	B-2189	Okrągłe filtry bibułowe, typ 113A o śr. 90 mm	100 szt.
	B-2190	Okrągłe filtry bibułowe, typ 113A o śr. 110 mm	100 szt.
	B-2191	Okrągłe filtry bibułowe, typ 113A o śr. 125 mm	100 szt.
	B-2192	Okrągłe filtry bibułowe, typ 113A o śr. 150 mm	100 szt.
	B-2193	Okrągłe filtry bibułowe, typ 113A o śr. 185 mm	100 szt.
	B-2194	Okrągłe filtry bibułowe, typ 113A o śr. 240 mm	100 szt.

Opis

Okrągłe filtry bibułowe do analizy jakościowej.

Wykonane w całości z celulozy. **Pozostałość popiołu** poniżej 0,06%. **Typ** 113A. **Grubość:** 0,16 mm. **Czas filtracji:** 50 s.

Gramatura: 87 g/m². **Retencja:** 5-8 µm.