



Okrągłe filtry bibułowe - typ 111A

Okrągłe filtry bibułowe do analizy jakościowej. Wykonane w całości z celulozy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-2171	Okrągłe filtry bibułowe, typ 111A o śr. 55 mm	100 szt.
	B-2172	Okrągłe filtry bibułowe, typ 111A o śr. 70 mm	100 szt.
	B-2173	Okrągłe filtry bibułowe, typ 111A o śr. 90 mm	100 szt.
	B-2174	Okrągłe filtry bibułowe, typ 111A o śr. 110 mm	100 szt.
	B-2175	Okrągłe filtry bibułowe, typ 111A o śr. 125 mm	100 szt.
	B-2176	Okrągłe filtry bibułowe, typ 111A o śr. 150 mm	100 szt.
	B-2177	Okrągłe filtry bibułowe, typ 111A o śr. 185 mm	100 szt.
	B-2178	Okrągłe filtry bibułowe, typ 111A o śr. 240 mm	100 szt.

Opis

Okrągłe filtry bibułowe do analizy jakościowej. Wykonane w całości z celulozy. **Pozostałość popiołu** poniżej 0,06%. **Typ 111A. Grubość:** 0,16 mm. **Czas filtracji:** 10 s. **Gramatura:** 80 g/m². **Retencja:** 12-15 µm.