











Pipety automatyczne Acura[®] manual 826 XS - jednokanałowe



Pipety Acura[®] manual 826 XS szwajcarskiej firmy Socorex to nowa linia pipet wywodząca się z Acura[®] manual 825. Posiadają zredukowaną masę oraz węższy i krótszy trzon. Wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Precyzyjne pipety o wyjątkowej, przyjaznej użytkownikowi ergonomii. Model ten przeznaczony jest do badań naukowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Krok co	Na końcówki	Nr producenta
	N-0561	Pipeta Acura@826 XS	0,1-2 µl	0,002 µl	10 µl	826.0002
	N-0562	Pipeta Acura@826 XS	0,5-10 µl	0,01 µl	10 µl	826.0010
	N-0563	Pipeta Acura@826 XS	1-10 µl	0,01 µl	200 µl	826.0010Y
	N-0564	Pipeta Acura@826 XS	2-20 µl	0,02 µl	200 µl	826.0020
	N-0565	Pipeta Acura@826 XS	5-50 µl	0,1 µl	200 µl	826.0050
	N-0566	Pipeta Acura@826 XS	10-100 µl	0,1 µl	200 µl	826.0100
	N-0567	Pipeta Acura@826 XS	20-200 µl	0,2 µl	200 µl	826.0200
	N-0568	Pipeta Acura@826 XS	100-1000 µl	1 µl	1000 µl	826.1000

Opis

Acura[®] manual 826 XS jest nową linią wywodzącą się z Acura[®] manual 825. To jednokanałowe, o regulowanej pojemności, pipety wyprodukowane przez szwajcarską firmę Socorex. Linia ta posiada doskonały, ergonomiczny kształt, który zapewnia wysoki komfort w pracy. Nowe sprężyny i dopasowane uszczelki zapewniają wyjątkowo płynne działanie i redukują zmęczenie dłoni podczas pracy.

Pipety te mają zredukowany ciężar. Są lżejsze od pipet wiodących producentów. **Wąski, krótki trzon** zapewnia doskonałą precyzję prowadzenia pipety. Stożkowy koniec ułatwia pracę z mikroprobówkami i płytkami mikrotitracyjnymi. Unikalny system kalibracji **Swift-set** – z wykorzystaniem zintegrowanego mechanizmu klucza i zamka – chroni przed przypadkową zmianą ustawionej pojemności. Łatwa i dokładna kalibracja jest całkowicie zgodna z międzynarodowymi standardami i zaleceniami.

Posiada regulowany **wyrzutnik końcówek Justip™** pasujący do większości końcówek, umożliwiający dokładną regulację wysokości trzonka pipety. Autoklawowalne w całości. Nowa linia 826 XS opracowana z myślą o naukowcach. 8 pipet krótszych, delikatniejszych i lżejszych zaprojektowanych z myślą o jeszcze dokładniejszym pipetowaniu.

Pipety Acura® wyposażone są w kolorowe nasadki identyfikujące indywidualne pipety. Istnieje możliwość zamówienia nasadek w dowolnym z 14 dostępnych kolorów lub opakowania zawierającego wymieszane kolory.