



Zestawy pipet Acura® manual 825/835 Triopack



Zestawy pipet Acura® manual 825/835 Triopack dostępne są w 9 różnych pakietach. To modele najwyższej jakości wyprodukowane przez **szwajcarską firmę Socorex**. Każdy pakiet zawiera trzy pipety o regulowanej pojemności. Zestawy te oprócz trzech pipet dodatkowo zawierają próbki końcówek Qualitips®, smar silikonowy, certyfikaty kontroli jakości i instrukcje obsługi. Są to modele idealnie dopasowujące się do dłoni, perfekcyjnie wyważone. Zapewniają wysoki komfort w pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji uchwytu. Mała siła pipetowania i wyrzutu końcówek redukuje ryzyko zwyrodnienia rąk powodowanych pipetowaniem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Model	Nr producenta
	N-0601	Zestaw pipet Acura® Triopack 825/835	C	825.TRIO.C
	N-0602	Zestaw pipet Acura® Triopack 825/835	J	825.TRIO.J
	N-0603	Zestaw pipet Acura® Triopack 825/835	M	825.TRIO.M
	N-0604	Zestaw pipet Acura® Triopack 825/835	O	825.TRIO.O
	N-0605	Zestaw pipet Acura® Triopack 825/835	P	825.TRIO.P
	N-0606	Zestaw pipet Acura® Triopack 825/835	S	825.TRIO.S
	N-0607	Zestaw pipet Acura® Triopack 825/835	T	825.TRIO.T
	N-0608	Zestaw pipet Acura® Triopack 825/835	V	825.TRIO.V
	N-0609	Zestaw pipet Acura® Triopack 825/835	Y	835.TRIO.Y

Opis

Ekonomiczne zestawy pipet Acura® manual 825/835 dostępne są w **9 różnych pakietach**. Pipety zaprojektowane do różnorodnych zastosowań w każdym laboratorium. Ich ergonomiczny kształt, niewielka waga i tłok, niewymagający dużej siły nacisku powodują, że pipety są bezpieczne i wygodne w codziennym użytkowaniu. Posiadają mechanizm chroniący przed przypadkową zmianą ustawionej pojemności **Swift-set**. Posiadają duży czytelny wskaźnik pojemności. Łatwe w demontażu, co znacznie ułatwia czyszczenie. Autoklawowalne w całości. Mają opatentowany krokowy system regulacji wysokości trzonka **Justip™**. System ten umożliwia dokładne dopasowanie do wielu różnych końcówek poprzez dokładną regulację wysokości trzonka pipety. Dodatkowo wyposażone są w kolorowe nasadki, identyfikujące indywidualne pipety, ich przynależność do danego działu lub laboratorium.

Każdy zawiera **trzy pipety o regulowanej pojemności** (nawet do 10 ml), próbki końcówek Qualitips®, smar silikonowy, certyfikaty kontroli jakości i instrukcję obsługi.

Nr-Art.	Wersja	Zawartość
N-0601	825.TRIO.C	- 3 x pipeta jednokanałowa (0,1-2 µl / 0,5-10 µl / 5-50 µl) - próbki końcówek Qualitips® - smar silikonowy - certyfikaty kontroli jakości i instrukcje obsługi
N-0602	825.TRIO.J	- 3 x pipeta jednokanałowa (0,1-2 µl / 2-20 µl / 20-200 µl) - próbki końcówek Qualitips® - smar silikonowy - certyfikaty kontroli jakości i instrukcje obsługi
N-0603	825.TRIO.M	- 3 x pipeta jednokanałowa (1-10 µl / 5-50 µl / 20-200 µl) - próbki końcówek Qualitips® - smar silikonowy - certyfikaty kontroli jakości i instrukcje obsługi
N-0604	825.TRIO.O	- 3 x pipeta jednokanałowa (0,5-10 µl / 10-100 µl / 100-1000 µl) - próbki końcówek Qualitips® - smar silikonowy - certyfikaty kontroli jakości i instrukcje obsługi
N-0605	825.TRIO.P	- 3 x pipeta jednokanałowa (1-10 µl / 10-100 µl / 100-1000 µl) - próbki końcówek Qualitips® - smar silikonowy - certyfikaty kontroli jakości i instrukcje obsługi
N-0606	825.TRIO.S	- 3 x pipeta jednokanałowa (2-20 µl / 20-200 µl / 100-1000 µl) - próbki końcówek Qualitips® - smar silikonowy - certyfikaty kontroli jakości i instrukcje obsługi
N-0607	825.TRIO.T	- 3 x pipeta jednokanałowa (5-50 µl / 20-200 µl / 100-1000 µl) - próbki końcówek Qualitips® - smar silikonowy - certyfikaty kontroli jakości i instrukcje obsługi
N-0608	825.TRIO.V	- 3 x pipeta jednokanałowa (10-100 µl / 100-1000 µl / 0,5-5 ml) - próbki końcówek Qualitips® - smar silikonowy - certyfikaty kontroli jakości i instrukcje obsługi
N-0609	835.TRIO.Y	- 3 x pipeta jednokanałowa (100-1000 µl / 0,5-5 ml / 1-10 ml) - próbki końcówek Qualitips® - smar silikonowy - certyfikaty kontroli jakości i instrukcje obsługi